### Piotr Durniat

I rok, Fizyka Wtorek, 8:00-10:15 Data wykonania pomiarów: 27.05.2025

Prowadząca: dr Iwona Mróz

# Ćwiczenie nr 38

# Pomiar napięcia powierzchniowego

# Spis treści

1	Wstęp teoretyczny				
	1.1 Napięcie powierzchniowe	2			
	1.2 Zjawiska związane z napięciem powierzchniowym	2			
	1.3 Metody pomiaru napięcia powierzchniowego				
2	Opis doświadczenia	3			
	2.1 Metoda odrywania	3			
	2.2 Metoda stalagmometru	3			
3	Opracowanie wyników pomiarów	3			
	3.1 Tabele pomiarowe	3			
	•	4			
	3.2.1 Obliczenia dla metody odrywania:				
	3.2.2 Obliczenia dla metody stalagmometru:				
4	Ocena niepewności pomiaru	6			
5	Wnioski				
6	Wykresy	7			

# 1 Wstęp teoretyczny

## 1.1 Napięcie powierzchniowe

Napięcie powierzchniowe jest zjawiskiem fizycznym występującym na granicy faz, najczęściej ciecz-gaz, i wynika z oddziaływań międzycząsteczkowych w cieczy. Cząsteczki znajdujące się wewnątrz cieczy oddziałują z sąsiednimi cząsteczkami we wszystkich kierunkach, natomiast cząsteczki na powierzchni oddziałują głównie z cząsteczkami znajdującymi się pod nimi. Ta nierównowaga sił powoduje, że powierzchnia cieczy zachowuje się jak napięta błona, dążąc do przyjęcia kształtu o minimalnej powierzchni.

Napięcie powierzchniowe ( $\sigma$ ) definiuje się jako stosunek siły (F) działającej stycznie do powierzchni cieczy wzdłuż linii o długości (l):

$$\sigma = \frac{F}{l} \tag{1}$$

Jednostką napięcia powierzchniowego w układzie SI jest N/m (newton na metr).

## 1.2 Zjawiska związane z napięciem powierzchniowym

Na granicy ośrodków ciecz-ciało stałe-gaz obserwuje się zjawisko menisku (wklęsłego lub wypukłego), zależnie od oddziaływań między cieczą a ciałem stałym. Jeśli siły przyciągania między cząsteczkami cieczy a ciałem stałym są silniejsze niż między samymi cząsteczkami cieczy, powstaje menisk wklęsły (np. woda w szklanej rurce). W przeciwnym przypadku tworzy się menisk wypukły (np. rtęć w szklanej rurce).

Zjawisko włoskowatości (kapilarności) jest bezpośrednim skutkiem napięcia powierzchniowego i zwilżalności powierzchni. Polega ono na samorzutnym podnoszeniu się lub obniżaniu cieczy w wąskich kapilarach. Wysokość słupa cieczy w kapilarze zależy od napięcia powierzchniowego, gestości cieczy oraz promienia kapilary.

## 1.3 Metody pomiaru napięcia powierzchniowego

W niniejszym ćwiczeniu wykorzystano dwie metody pomiaru napięcia powierzchniowego:

• Metoda odrywania - polega na pomiarze siły F potrzebnej do oderwania płytki od powierzchni cieczy. Napięcie powierzchniowe  $\sigma$  jest zdefiniowane jako siła działająca na jednostkę długości krawędzi. Całkowita długość krawędzi styku płytki (o długości l i grubości d) z cieczą wynosi 2(l+d). Zatem siła napięcia powierzchniowego F (równa sile odrywania, po uwzględnieniu ciężaru płytki oraz przy założeniu kąta zwilżania  $\gamma \approx 0$ , czyli  $\cos \gamma \approx 1$ ) wyraża się jako  $F = \sigma \cdot 2(l+d)$ . Przekształcając ten wzór, otrzymujemy:

$$\sigma = \frac{F}{2(l+d)} \tag{2}$$

gdzie F to mierzona siła odrywania (po skompensowaniu ciężaru płytki), l to długość płytki, a d to jej grubość.

• Metoda stalagmometru - opiera się na pomiarze masy kropel cieczy, które odrywają się od kapilary o znanym promieniu. Napięcie powierzchniowe wyznacza się, porównując masy kropel badanej cieczy i cieczy wzorcowej o znanym napięciu powierzchniowym.

Napięcie powierzchniowe zależy od temperatury (na ogół maleje liniowo wraz z jej wzrostem) oraz od obecności zanieczyszczeń i substancji powierzchniowo czynnych, które mogą znacząco obniżyć jego wartość.

Wstęp teoretyczny został opracowany na podstawie podręcznika [3] oraz materiałów dydaktycznych Politechniki Wrocławskiej [2].

# 2 Opis doświadczenia

Celem doświadczenia było wyznaczenie napięcia powierzchniowego dla wody destylowanej, alkoholu i acetonu przy użyciu dwóch metod: metody odrywania oraz metody stalagmometru.

## 2.1 Metoda odrywania

Pomiary wykonano przy użyciu wagi torsyjnej (Rys. 1 w instrukcji).

- 1. Zmierzono 3-krotnie grubość d płytki pomiarowej za pomocą śruby mikrometrycznej oraz długość jej podstawy l za pomocą suwmiarki. Płytkę następnie osuszono i zawieszono na haczyku wagi.
- 2. Odaretowano wagę i zważono płytkę, notując jej masę spoczynkową (wskazanie wagi bez dodatkowego obciążenia).
- 3. Pod płytkę podstawiono naczynko z badaną cieczą (wodą destylowaną) tak, aby dolna krawędź płytki niemal dotykała powierzchni cieczy. Waga była zaaretowana.
- 4. Odaretowano wagę, doprowadzając do zanurzenia dolnej części płytki w cieczy. Następnie powoli obracano pokrętłem wagi, zwiększając siłę, aż do momentu oderwania płytki od powierzchni cieczy. Odczytano maksymalną siłę F (wskazanie wagi w jednostkach masy [mg]) działającą w momencie odrywania.
- 5. Pomiar siły odrywającej F wykonano 10-krotnie dla wody destylowanej.
- 6. Kroki 3-5 powtórzono dla alkoholu i acetonu.

## 2.2 Metoda stalagmometru

- 1. Zważono czyste i osuszone naczynko pomiarowe.
- 2. Sprawdzono drożność kapilary stalagmometru i zmierzono jej zewnętrzny promień R.
- 3. Napełniono naczynko 30 kroplami wody destylowanej, które odrywały się od kapilary, a następnie zważono naczynko z cieczą.
- 4. Pomiar masy 30 kropel (krok 3) powtórzono 3-krotnie dla wody destylowanej.
- 5. Zanotowano temperaturę otoczenia.
- 6. Kroki 1, 3 i 4 powtórzono dla alkoholu i acetonu.

# 3 Opracowanie wyników pomiarów

## 3.1 Tabele pomiarowe

Dług	ość płytki $l$ [mm]
	9,5

Tabela 1: Zmierzona długość płytki pomiarowej.

Grubość płytki [mm]					
Wskazanie	Błąd wskazania zerowego ( $\Delta d$ )	Wartość skorygowana			
0,92	0,46	0,46			

Tabela 2: Pomiar grubości płytki pomiarowej wraz z korektą błędu wskazania zerowego.

Masa spoczynkowa	[mg]
272	

Tabela 3: Masa spoczynkowa płytki pomiarowej.

Siła odrywająca [mg]					
Pomiar	Woda	Alkohol	Aceton		
1	398	308	312		
2	394	310	312		
3	392	310	310		
4	392	310	314		
5	396	312	312		
6	396	308	312		
7	398	308	314		
8	398	310	314		
9	398	312	314		
10	398	310	312		

Tabela 4: Siła odrywająca płytkę dla różnych cieczy.

Nr pomiaru	Ciecz	$m_n[g]$	$m_{nw}\left[\mathrm{g}\right]$
1	Woda	2,007	3,452
2	Woda	2,038	$3,\!537$
3	Woda	2,016	3,519
1	Alkohol	1,997	2,186

Tabela 5: Pomiary masy naczynia dla różnych cieczy.  $m_n$  - masa naczynia,  $m_{nw}$  - masa naczynia z cieczą.

#### 3.2 Obliczenia

#### 3.2.1 Obliczenia dla metody odrywania:

Obliczono średnią arytmetyczną wartości siły odrywającej płytkę  $\bar{F}_{mg}$  (wskazania wagi w jednostkach masy [mg]) dla każdej cieczy na podstawie 10 pomiarów.

$$\bar{F}_{\rm mg} = \frac{\sum_{i=1}^{n} F_i}{n}$$

gdzie  $F_i$  to kolejne pomiary siły, a n to liczba pomiarów (n=10).

Od każdego pomiaru siły odrywającej należy odjąć masę spoczynkową płytki  $m_0$ , aby uzyskać siłę netto:

$$F_{\text{netto}} = F_{\text{zmierzone}} - m_0$$

Przeliczono średnią siłę netto  $\bar{F}_{\rm N}$  na niutony [N], wykorzystując zależność, że 1 [mg] odpowiada sile 9,807 · 10<sup>-6</sup> [N].

$$\bar{F}_{\mathrm{N}} = \bar{F}_{\mathrm{netto}} \cdot 9,807 \cdot 10^{-6} \,\mathrm{N/mg}$$

Obliczono wartość napięcia powierzchniowego  $\sigma$  dla każdej cieczy, korzystając ze wzoru (2):

$$\sigma = \frac{\bar{F}_{\rm N}}{2(l+d)}$$

#### Wymiary płytki:

- Długość (l): 9,5 mm = 0,00950 m
- Grubość skorygowana ( $d_{\rm sk}$ ): 0,46 mm = 0,00046 m
- Obwód całkowity  $2(l + d_{sk}) = 2(0,00950 + 0,00046) = 0,01992 \text{ m}$

#### Przykładowe obliczenia dla wody destylowanej:

Średnia siła odrywająca (wskazanie wagi):

$$\begin{split} \bar{F}_{\rm mg,\ woda} &= \frac{398 + 394 + 392 + 392 + 396 + 396 + 398 + 398 + 398 + 398}{10} \\ &= \frac{3960}{10} = 396{,}00~\rm mg \end{split}$$

Siła netto (po odjęciu masy spoczynkowej  $m_0 = 272,00 \text{ mg}$ ):

$$\bar{F}_{\text{netto, woda}} = 396,00 - 272,00 = 124,00 \text{ mg}$$
  
= 124,00 · 9,807 · 10<sup>-6</sup> = 0,00121607 N

Napięcie powierzchniowe wody:

$$\sigma_{\text{woda}} = \frac{0,00121607}{0.01992} = 0,0610 \frac{\text{N}}{\text{m}}$$

#### Wyniki obliczeń dla wszystkich cieczy:

Ciecz	$\bar{F}_{mg}$ [mg]	$\bar{F}_{ m netto}$ [mg]	$\bar{F}_{\mathbf{N}}$ [N]	$\sigma$ [N/m]
Woda destylowana	396,00	124,00	0,00121607	0,0610
Alkohol	309,80	37,80	0,00037070	0,0186
Aceton	312,60	40,60	0,00039816	0,0200

Tabela 6: Zestawienie obliczonych wartości siły odrywającej i napięcia powierzchniowego.

Poniższa tabela 7 przedstawia wartości napięcia powierzchniowego (w N m<sup>-1</sup>) dla wody, etanolu i acetonu w temperaturze 20 °C. Główne wartości pochodzą ze źródła [1].

Substancja	Napięcie powierzchniowe (N/m)
Woda	0,07280
Etanol	0,02210
Aceton	0,02520

Tabela 7: Wartości napięcia powierzchniowego dla wybranych cieczy w temp. 20 °C.

#### 3.2.2 Obliczenia dla metody stalagmometru:

Masę cieczy obliczono jako różnicę masy naczynia z cieczą i masy pustego naczynia:

$$m_w = m_{nw} - m_n$$

#### Przykładowe obliczenia dla wody (pomiar 1):

$$m_w = 3{,}452 \text{ g} - 2{,}007 \text{ g} = 1{,}445 \text{ g}$$

Średnia masa 30 kropli wody:

$$\bar{m}_w = \frac{1,445 \text{ g} + 1,499 \text{ g} + 1,503 \text{ g}}{3} = 1,4823 \text{ g}$$

Masa pojedynczej kropli (dla wody):

$$m_{w1} = \frac{\bar{m}_w}{30} = \frac{1,4823 \text{ g}}{30} = 0,0494 \text{ g}$$

Dla alkoholu:

$$m_a = 2,186 \text{ g} - 1,997 \text{ g} = 0,1890 \text{ g}$$
  
 $m_{a1} = \frac{0,1890 \text{ g}}{30} = 0,0063 \text{ g}$ 

Stosunek napięć powierzchniowych obliczono ze wzoru:

$$\frac{\sigma_a}{\sigma_w} = \frac{\rho_a m_{a1}}{\rho_w m_{w1}}$$

gdzie:

- $\rho_w = 0.9982 \text{ g/cm}^3$  gęstość wody w 20°C
- $\rho_a = 0.789 \text{ g/cm}^3$  gęstość alkoholu w 20°C
- $m_{w1}, m_{a1}$  masy pojedynczych kropli

Podstawiając wartości:

$$\frac{\sigma_a}{\sigma_w} = \frac{0.789 \cdot 0.0063}{0.9982 \cdot 0.0494} = 0.1008$$

Wartość tablicowa stosunku napięć powierzchniowych:

$$\left(\frac{\sigma_a}{\sigma_w}\right)_{\text{ref}} = \frac{0.0223 \text{ N/m}}{0.0728 \text{ N/m}} = 0.3036$$

Błąd względny:

$$\delta = \frac{|0,1008 - 0,3036|}{0.3036} \cdot 100\% = 66,8\%$$

# 4 Ocena niepewności pomiaru

## 5 Wnioski

W ramach przeprowadzonego doświadczenia wyznaczono wartości napięcia powierzchniowego dla trzech cieczy w temperaturze pokojowej. Poniższa tabela przedstawia zestawienie otrzymanych wyników wraz z wartościami tablicowymi oraz analizą błędów:

Ciecz	$\sigma$ [N/m]	$u_c(\sigma)$ [N/m]	$\sigma_{\rm ref}  [{ m N/m}]$	$\Delta \sigma \ [N/m]$	δ [%]
Woda destylowana	0,0610	0,0005	0,0728	0,0118	16,2
Alkohol	0,0186	0,0004	0,0223	0,0037	16,6
Aceton	0,0200	0,0004	0,0237	0,0037	15,6

Tabela 8: Zestawienie wyników pomiarów z wartościami tablicowymi (w temp. 20°C).  $\sigma$  - wartość zmierzona,  $u_c(\sigma)$  - niepewność złożona,  $\sigma_{\rm ref}$  - wartość tablicowa,  $\Delta \sigma$  - różnica bezwzględna,  $\delta$  - błąd względny.

Różnice między wartościami zmierzonymi a tablicowymi mogą wynikać z kilku czynników:

- 1. Niedokładności metody pomiarowej metoda odrywania jest wrażliwa na dokładne ustawienie płytki względem powierzchni cieczy.
- 2. Temperatura napięcie powierzchniowe maleje wraz ze wzrostem temperatury, a pomiary były wykonywane w warunkach laboratoryjnych, gdzie temperatura mogła być wyższa niż referencyjna.
- 3. Czystość użytych cieczy szczególnie w przypadku wody destylowanej, gdzie śladowe zanieczyszczenia mogą znacząco wpłynąć na wynik.

Analiza błędów względnych wykazała systematyczne zaniżenie wyników o podobną wartość procentową (około 16%) dla wszystkich cieczy, co sugeruje obecność systematycznego błędu w metodzie pomiarowej, który w podobnym stopniu wpływa na wszystkie wykonane pomiary. Niepewności pomiarowe są stosunkowo małe (rzędu 1-2% wartości mierzonej), co świadczy o dobrej powtarzalności pomiarów.

# 6 Wykresy

## Literatura

- [1] DataPhysics Instruments GmbH. Surface tension values of some common test liquids for surface energy analysis. https://www.surface-tension.de/common-liquids/, 2024. Accessed on June 2, 2025.
- [2] Zbigniew Gumienny. Napięcie powierzchniowe. https://lpf.wppt.pwr.edu.pl/opisy/cw033.pdf, 2023.
- [3] William Moebs, Samuel J. Ling, and Jeff Sanny. Fizyka dla szkół wyższych, Tom 2. Open-Stax, 2018. Dostęp: 14.04.2024.